



EXELMED®

Zwirnhandschuhe



neu auch steril erhältlich

GRIBI AG BELP

Hühnerhubelstrasse 59 CH-3123 Belp

Telefon +41 31 818 40 80

Telefax +41 31 818 40 85

E-Mail info@gribi.ch

Internet <http://www.gribi.ch>



Neu: Sterile Zwirnhandschuhe



Die Zwirnhandschuhe sind paarweise steril verpackt.



Im Peel-Pack sind die Handschuhe zusätzlich in einem Sterilisationspapier eingewickelt und so bestens für die Verwendung im Sterilfeld geeignet.



Produktübersicht Zwirnhandschuhe steril und nicht steril

Grösse	steril		nicht steril	
	Artikel-Nr.	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	Verpackungs- einheit
12 (7)	5TSI012S	10 Paar	5TSI012	12 Paar
13 (7.5)	5TSI013S	10 Paar	5TSI013	12 Paar
14 (8.0)	5TSI014S	10 Paar	5TSI014	12 Paar
15 (8.5)	5TSI015S	10 Paar	5TSI015	12 Paar
16 (9.0)	5TSI016S	10 Paar	5TSI016	12 Paar

Produktbeschreibung Zwirnhandschuhe steril

Handschuh aus Zwirngewebe, Atlasbindung geschoren, gefärbt und gewaschen. Der Handschuh färbt nicht ab und blutet nicht aus bei in Berührung mit Wasser oder Feuchtigkeit.

Paarweise in in Sterilisationspapier eingewickelt und in Peel-Pack verschweisst. Peel-Pack mit verlängerter Aufreisslasche. Einzeln bedruckt mit Inhalt, Lot-Nummer, Sterilisations- und Verfalldatum. Für die Verwendung im OP geeignet.

Produkt ist Dampfsterilisiert. Aussenkarton ist zur Kontrolle mit Indikator beklebt. Aussenverpackung (10 Paar) mit mehrsprachiger Inhaltsbeschreibung, Angabe von Lot -Nummer, Sterilisations- und Verfalldatum und EAN-Code. CE-Markierung und Angabe des Notifying Body.

Der sterile Handschuh ist nicht zum Wiedergebrauch vorgesehen.



GRIBI AG BELP

Hühnerhubelstrasse 59

CH - 3123 Belp

Tel. +41 31 818 40 80

Fax +41 31 818 40 85