



# Goliat Artro

## Rollator bariatrique

### **Rollator bariatrique avec appuis anté-brachiaux.**

Le Goliat Artro est un rollator solide au look moderne avec appuis anté-brachiaux ajustables en hauteur. Avec un poids utilisateur maximal de 200kg et un châssis large, ce rollator est un excellent choix pour les utilisateurs en quête de stabilité et de sécurité dans leurs déplacements. Les appuis anté-brachiaux permettent de maintenir une posture verticale et ainsi soulager les articulations. Son assise est réglable en hauteur ce qui en fait un rollator adaptable et pratique pour l'utilisateur.





**Molettes ultra-résistantes pour plus de stabilité et de sécurité**



**Compartiment de rangement fixé sous l'assise (poids maxi 5kg)**



**Assise rembourrée très confortable**




**Porte-canne**

## Couleurs



**Rouge**



**Argent**

## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Goliat Artro** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	650 mm
■ Hauteur totale	1140 - 1310 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Largeur d'assise	470 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 560 mm
■ Profondeur d'assise	410 mm

■ Freins multifonctionnels avec blocage	
■ Diamètres des roues	8"
■ Poids	12,35 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	200 kg
■ Capacité maximale du panier	5 kg
■ Information additionnelle	CE

Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible. Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.



## VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.