

139

Chaise percée mobile

Le modèle 139 est une chaise d'aisance à roulettes de haute qualité qui combine un rembourrage facile à nettoyer et un cadre fiable et robuste.

L'action du seau à une main rend les soins plus hygiéniques et plus efficaces pour l'assistant. Les accoudoirs escamotables facilitent le transfert.





Aisselles confortables



Repose-jambes amovibles et pivotantes



4 roues pivotantes, dont 2 freinables



Utilisation du godet simple

Couleurs

Cadre

Revêtement

Bleu

Noir

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le 139 est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



Les accoudoirs escamotables facilitent le transfert.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	540 mm
■ Hauteur totale	950 mm
■ Longueur totale	820 mm
■ Hauteur d'assise	528 mm
■ Largeur d'assise	420 mm
■ Hauteur accoudoirs	225 mm

■ Hauteur dossier	390 mm
■ Profondeur siège	420 mm
■ Poids	13 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you