

V300D XL

Fauteuil roulant léger renforcé

Le **V300D XL** est un fauteuil roulant manuel léger adapté à une utilisation temporaire ou permanente avec un maximum d'options. Il peut être réglé en fonction de vos besoins personnels.



VERMEIREN
we care for you



Standard

- Accoudoirs réglables en hauteur courts
- Repose-pieds à angle réglable
- Toile de siège réglable en profondeur
- Coussin de siège: Epaisseur 4 cm
- Poignées de poussée réglables en hauteur
- Coussin de dos réglable
- Frein pour personne accompagnante

Options

Le **V300D XL** peut être complété par plusieurs options. Veuillez consulter votre revendeur.

Couleur

C59

Champagne

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale*	740 - 770 - 810 mm
■ Hauteur totale	840 - 930 mm
■ Longueur totale	1085 mm
■ Largeur pliée	350 mm
■ Largeur d'assise	530 - 560 - 600 mm
■ Hauteur accoudoirs	210 - 310 mm

■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm
■ Hauteur dossier	400 mm
■ Profondeur siège	450 - 550 mm
■ Poids	21 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	170 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.
* version CH avec freins pour personne accompagnante + 25 mm / 2 kg

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.