

Club



VERMEIREN
we care for you

Club

Unser CLUB-Modell ist das Ergebnis von 65 Jahren Erfahrung in der Herstellung medizinischer Betten.

Sein Modell wurde designt basierend auf Beiträgen von Benutzern, Händlern und medizinischem Fachpersonal. Ein einfaches und sicheres vierteiliges Bett für besten Komfort und beste Pflege zu Hause.

Alle Club-Betten sind mit ihren drei Standardmotoren von Linak™ elektrisch verstellbar. Passen Sie die Höhe entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers oder der Pflegekraft an.



Die Steuerung ist sowohl für die Pflegekraft als auch für den Benutzer einfach zu bedienen, kann jedoch bei Bedarf für zusätzliche Sicherheit gesperrt werden.



Die 4 Räder ermöglichen ein einfaches Manövrieren und können aus Sicherheitsgründen eigebremst werden und.



Eine Aufrichter unterstützt zusätzlich die Unabhängigkeit des Patienten beim Aufstehen oder Umpositionieren.

Club

Um die beste Lösung für Sie und Ihren Komfort zu gewährleisten, wurde das Club Bett mit vielen Konfigurationsoptionen entworfen. Vom Lattenrost bis zu den Holzverkleidungen.

Entdecken Sie mehr über die Funktionen von Club weiter unten.



Lattenrost



Metall-Lattenrost




Holz-Lattenrost

Seitengitter



Holz-Seitengitter

Rastomat



Mit Rastomat



(Anti-)Trendelenburg



Transportsystem

Holzpaneel

Schaffen Sie einen modernen und markanten Look, indem Sie Ihr Club Bett mit Holzpaneelen versehen. Perfekt um Ihrem Pflegebett einen gemütlicheren und saubereren Look zu verleihen.



Infusionshalter (Optional)

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Club** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	1005 mm
■ Gesamthöhe (ohne Aufrichter)	834 - 1262 mm
■ Gesamtlänge	2125 mm
■ Liegefläche höhenverstellbar (ohne Matratze)	350 - 760 mm
■ Max. Verstellung des Rückenbereichs	69°
■ Max. Oberschenkelverstellung	20,7°

■ Max. Unterschenkelverstellung	-16,5°
■ Aufrichter	80 kg
■ Gewicht	60,8 kg
■ Maximales Benutzergewicht	165 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you