

Normandie XXL

Fauteuil de repos



VERMEIREN
we care for you

Pour un confort optimal

Fauteuil de repos avec réglage synchrone du dossier et des repose-jambes. Les accoudoirs réglables en hauteur peuvent être abaissés complètement pour un transfert latéral. La forme anatomique et le rembourrage en mousse de l'assise et du dossier soutiennent la position assise et couchée sans fatigue.

Options




Appui-tête



Manchettes de prélèvement

Couleurs



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	890 mm
■ Hauteur totale	1210 mm
■ Longueur totale	820 mm
■ Largeur d'assise	730 mm
■ Hauteur accoudoirs	0 - 220 mm
■ Inclinaison dossier	13° - 40°

■ Hauteur d'assise	520 mm
■ Hauteur dossier	780 mm
■ Profondeur siège	490 mm
■ Poids	39,3 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	350 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Normandie XXL** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.