

V100 XL

Fauteuil roulant
standard renforcé



Version standard avec
frein à tambour

Roues avec axe à
démontage rapide

Manchettes d'accoudoirs:
3 réglages de profondeur

Accoudoirs amovibles
et rabattables

Répose-jambes
amovibles et
rabattables

Barre de poussée



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques V100 XL

largeur totale*	largeur d'assise	largeur pliée	inclinaison dossier	hauteur accoudoirs	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur d'assise	hauteur dossier	pois utilisateur
740	530	375	5°	220-240	470-530	890-950	1060	490	380	170
770	560									
810	600									

pois	pente maxi en montée	pente maxi en descente	garde au sol	giration	roues avant	roues arrière
21,4	9°	7°	60	1515	200	22" - 24"

*Largeur totale avec frein à tambour + 30 mm

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

Modèle V100 XL

Le V100 XL est un fauteuil roulant standard renforcé manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec les différents réglages:

- Hauteurs de siège réglable
- 3 Largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- Poids utilisateur: 170 kg
- un grand nombre d'accessoires disponibles

Couleurs



Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous. Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 60 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables. Notre principe de base est: votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil V100 XL répond aux normes les plus rigoureuses arrêtées par divers instituts d'essais dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

