



| Pos. | Article | Description | Prix Publ. / Pièce sans TVA |
|------|---------|-------------|-----------------------------|
|------|---------|-------------|-----------------------------|



|          |              |   |          |
|----------|--------------|---|----------|
| <b>B</b> | Coraille XXL | <b>CORAILLE XXL - Fauteuil de soins - coquille</b><br>Equipement de base<br>• L'inclinaison de siège réglable 0° bis 40°<br>• Hauteur de siège réglable<br>• Ceinture 5 points<br>• Repose-jambes réglable en inclinaison<br>• Plaques de pieds pliables en hauteur<br>• Couleur du cadre argent<br>• Roues arrière: 12 1/2 x 2 1/4, Roues directrices: 6 x 1 1/4<br>• Oreiller rembourré<br>• Tablette en bois avec fixation, pliable<br>• Profondeur du siège: 46 cm<br>• Largeurs de siège XXL: 55, 60 cm<br>- Poids d'utilisateur: 150 kg | 2'820.00 |
|          | B06          |   |          |
|          | C29          |   |          |
|          | B12          |   |          |

**Spécification:**

| Numéro d'article |                       |                        |                      |
|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Largeur du siège | Housse-Couleur orange | Housse-Couleur praline | Housse-Couleur prune |
| XXL-55           | 5112839               | 5128472                | 5119540              |
| XXL-60           | 5107230               | 5128473                | 5129367              |

**Accessoires:**

|         |                   |   |        |
|---------|-------------------|---|--------|
| 1998692 | B52 - Porte-sérum |  | 143.00 |
|---------|-------------------|---|--------|