



Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
1	8001621	<p>EAGLE 625 - Patientenlifter</p> <p>Vermeiren vereint in seinen Patientenliftern Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der Eagle 625 hat ein einfaches Faltsystem für schnellen Auf-/Abbau, ohne Werkzeug durch Nutzung von Flügelschrauben und Quick-Release-Sicherung. Die hochwertigen Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 10 cm erlauben einen leichten Gebrauch in fast jeder Umgebung. Der niedrige Grundrahmen erlaubt das Unterfahren der meist verwendeten Pflegebetten.</p> <p>Grundausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Seitenstabilität durch verstellbare Rahmenschinkel • Manuelle Notabsenkung • einfaches Faltsystem • Not-Stopp Taste • Handsteuerung • Bodenfreiheit: 11 cm • Elektrischer Notablass des Ablegers • Gesamtbreite 680 - 1225 mm • Höhe von 650 - 1730 mm • Eigengewicht 42 kg • Tragkraft: 175 kg • verschiedene Gurtsysteme <p>Gurte nach Wahl - Preise und Spezifikation Seite 2</p>	2'020.00

EAGLE 625 - Patientenlifter

Zubehör:

Gurt - Standard




Gurt - Komfort



Gurt - Hygiene



Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.



- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz

Spezifikation			Artikel-Nummer / Preis (exkl. MwSt)			
Ausführung	Modell	Patientengewicht	Polyester		Netz	
Standard	M	40 - 90 kg	1903824	190.00	1905475	250.00
	L	70 - 120 kg	1903823		1905476	
	XL	100 - 200 kg	1905478		1905477	
Komfort (mit Kopfstütze)	M	40 - 90 kg	1905359	260.00	1905479	350.00
	L	70 - 120 kg	1905251		1905480	
	XL	100 - 200 kg	1905360		1905481	
Hygiene (mit Toiletten- ausschnitt)	M	40 - 90 kg	1905357	190.00	1905482	240.00
	L	70 - 120 kg	1905250		1905483	
	XL	100 - 200 kg	1905358		1905484	

S T A N D A R D

**erhältlich in den Größen
M - L - XL**

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450

K O M F O R T

**erhältlich in den Größen
M - L - XL**

	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400

H Y G I E N E

**erhältlich in den Größen
M - L - XL**

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500