

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



Club

CLUB - Pflegebett

Mit seinem Buchenholz-Umbau und den durchgehenden Holzseitengittern komplettiert dieses Modell nicht nur den häuslichen Charakter, sondern auch den hohen Sicherheitsstandard.

Der Lattenrost kann in den Varianten Metall oder Holz gewählt werden.

Grundausrüstung:

- viermotorige Variante
- elektrische Höhenverstellung von 350 mm bis 760 mm (ohne Matratze)
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Fussknickverstellung
- Rastomat für die Fusshochlagerung
- Anti-Trendelenburg
- zerlegbar, einfache Montage
- 2 Paar Holz-Seitengitter mit Griffleiste
- inkl. Aufrichter sowie Trapez
- 4 Lenkrollen 100 mm, feststellbar
- Lattenrost Metall oder Holz
- Matratzengrösse 90 cm x 200 cm
- Gewicht 60,8 kg
- Benutzergewicht max. 165 kg

Spezifikation:

Ausführung	Artikelnummer
Lattenrost Metall	8003598
Lattenrost Holz	8003615

1

1'700.00

1.1

1'700.00

Zubehör:

2993198

Bettverlängerung Metall 20 cm
inkl. Seitengitter Holz - 4 Paneelen Länge 220 cm

551.05