



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Normandie	<b>NORMANDIE XXL - Fauteuil de repos</b>	3'090.00
---	-----------	--	----------

Fauteuil de repos avec réglage synchrone du dossier et des repose-jambes. Les accoudoirs réglables en hauteur peuvent être abaissés complètement pour un transfert latéral. La forme anatomique et le rembourrage en mousse de l'assise et du dossier soutiennent la position assise et couchée sans fatigue.

**Equipement de base:**

- Mobile avec 4 roulettes
- Roues arrière avec freins de stationnement
- Possibilité de surélever les jambes
- Accoudoirs réglables en hauteur
- L'inclinaison du dossier et les repose-jambes sont réglables par l'utilisateur au moyen d'un ressort à gaz
- Dossier démontable
- Largeur totale: 890 mm
- Hauteur totale: 1210 mm
- Longueur totale: 860 mm
- Largeur du siège: 730 mm
- Inclinaison du dossier 13° - 45°
- Hauteur du siège: 520 mm
- Hauteur du dossier: 780 mm
- Profondeur du siège: 490 mm
- Poids total: env. 39,3 kg
- Poids utilisateur: 350 kg
- Couleur du cadre: C75 noir




**Spécification:**

Couleur	Numéro d'article
braun - BR	5145967
gris clair - GS	5145968
noir - ZW	5145969
lavande - 33	5145970
bleu - 37	5145971

Pos.	Article	Description		Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--	--------------------------------

**NORMANDIE XXL - Fauteuil de repos**

**Accessoires:**

1	1919065	B22 - Cale d'abduction		140.00
2	1919305	B52 - Porte-perfusion		196.00
5	Repos - Li	Accoudoir pour le prélèvement de sang - gauche		260.00
6	Repos - Re	Accoudoir pour le prélèvement de sang - droit		260.00