



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



<b>B</b>	Altitude XXL	<b>ALTITUDE XXL - Fauteuil de soins - coquille</b> Equipement de base: • L'inclinaison du siège réglable 0° bis 40° • Hauteur de siège réglable • Ceinture 5 points • Repose-jambes réglable en inclinaison • Plaques de pieds pliables en hauteur • Couleur du cadre argent • 4 Roulettes freinables • Oreiller rembourré • Tablette en bois avec fixation, pliable • Profondeur du siège 46 cm • Largeur de siège XXL: 55, 60 cm - Poids d'utilisateur: 150 kg	2'610.00
	B06		
	C29		
	B12		

**Spécification:**

Numéro d'article			
Largeur de siège	Housse-Couleur orange	Housse-Couleur praline	Housse-Couleur prune
XXL-55	5113224	5128466	5129366
XXL-60	5120785	5128467	5007584

**Accessoires:**

1998048	B52 - Porte-sérum		143.00
---------	-------------------	---	--------