

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Goliat	Goliat Artro - Rollator	790.00
---	--------	--------------------------------	--------

XXL-Rollator avec appuis anté-brachiaux

Équipement de base:

- Poignées de poussée réglables: 1140 - 1310 mm
- Distance entre les poignées: 580 mm
- Largeur totale: 650 mm
- Longueur totale: 750 mm
- Largeur du siège: 470 mm
- Hauteur du siège: 490 - 560 mm
- Profondeur du siège: 410 mm
- Max. Inclinaison vers l'avant 15°
- Max. Inclinaison vers l'arrière 7°
- Max. Inclinaison latérale 3.5
- Freins multifonctions
- Porte-canne
- Aide au basculement
- Roues: 8"
- Poids: 13,35 kg
- Charge maximale du panier: 5 kg
- Poids utilisateur: **200 kg**

Spécification:

Couleur du cadre	Numéro d'article
rouge	8003181
argent	8003180