

4*

- kola Off-road
- kola Spinerky z katem 0° lub 2°
- podłokietnik Bi5

Dla którejkolwiek z powyższych opcji użyć rure osi (oznaczona nr 4) z wózka szerszego o jeden rozmiar, np. dla wózka szer.36 z Bi5 użyć osi z 38.

4*

- Off-road wheels
- Spinerky wheels with angle 0° or 2°
- Bi5 armrest

For any of these options use axle tube (marked no. 4) from one size wider wheelchair, eg. for wheelchair width 36 with Bi5 use tube from 38.

E000401/I

PRODUCTION PARTS - SAGITTA				Plan No.
				Page 1/5
				E000401/I
Scale	1:5	Drafted	Verified	Confirmed
Date	19/10/2007	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023
Init.	BS	PM	AS	



Depth / Głębokość 55 cm			
Width / Szerokość 36 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kąt
1	YP01343	18574..	---
	YP01872	18683.. (Long)	---
	YP01879	18848.. (Low)	---
	YP01811	18836.. (Low Long)	----
2	YP01351	18559..	-
3	YP01734	18815.. (22-27)	---
	YP01732	18821.. (27-42)	---
4*	YP01382	18569..	0°
	YP01387	18571..	2°
	YP01385	18570..	4°
	YP01348	18572..	6°
	YP01389	18573..	8°
Width / Szerokość 38 cm			
1	YP01482	18575..	---
	YP01871	18684.. (Long)	---
	YP01880	18849.. (Low)	---
	YP01812	18837.. (Low Long)	---
2	YP01263	18536..	-
3	YP01740	18816.. (22-27)	---
	YP01733	18822.. (27-42)	---
4*	YP01390	18586..	0°
	YP01268	18534..	2°
	YP01392	18587..	4°
	YP01394	18588..	6°
	YP01396	18589..	8°
Width / Szerokość 40 cm			
1	YP01483	18576..	---
	YP01870	18685.. (Long)	---
	YP01881	18850.. (Low)	---
	YP01813	18838.. (Low Long)	---
2	YP01298	18560..	-
3	YP01741	18817.. (22-27)	---
	YP01694	18823.. (27-42)	---
4*	YP01056	18590..	0°
	YP01399	18591..	2°
	YP01216	18592..	4°
	YP01401	18593..	6°
	YP01403	18594..	8°

Depth / Głębokość 55 cm			
Width / Szerokość 42 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kąt
1	YP01484	18577..	---
	YP01869	18686.. (Long)	---
	YP01882	18851.. (Low)	---
	YP01814	18839.. (Low Long)	---
2	YP01299	18561..	-
3	YP01742	18818.. (22-27)	---
	YP01735	18824.. (27-42)	---
4*	YP01407	18595..	0°
	YP01409	18596..	2°
	YP01249	18597..	4°
	YP01411	18598..	6°
	YP01331	18599..	8°
Width / Szerokość 44 cm			
1	YP01485	18578..	---
	YP01868	18687.. (Long)	---
	YP01883	18852.. (Low)	---
	YP01815	18840.. (Low Long)	---
2	YP01379	18562..	-
3	YP01743	18819.. (22-27)	---
	YP01736	18825.. (27-42)	---
4*	YP01412	18605..	0°
	YP01414	18606..	2°
	YP01416	18607..	4°
	YP01418	18608..	6°
	YP01420	18609..	8°
Width / Szerokość 46 cm			
1	YP01486	18579..	---
	YP01867	18688.. (Long)	---
	YP01884	18853.. (Low)	---
	YP01816	18841.. (Low Long)	---
2	YP01383	18563..	-
3	YP01744	18820.. (22-27)	---
	YP01737	18826.. (27-42)	---
4*	YP01421	18610..	0°
	YP01423	18611..	2°
	YP01425	18612..	4°
	YP01427	18613..	6°
	YP01429	18614..	8°

Width / Szerokość 46 cm when using Off-road.			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kąt
4*	YP09502	26596..	0°
	YP09607	26750..	2°
	YP09384	26467..	4°
	YP09609	26751..	6°
	YP09611	26752..	8°

4*

- kola Off-road

- kola Spinergy z kątem 0° lub 2°

- podłokietnik Bi5

Dla którejkolwiek z powyższych opcji użyć rury osi (oznaczona nr 4) z wózka szerszego o jeden rozmiar, np. dla wózka szer.36 z Bi5 użyć osi z 38.

4*

- Off-road wheels

- Spinergy wheels with angle 0° or 2°

- Bi5 armrest

For any of these options use axle tube (marked no. 4) from one size wider wheelchair, eg. for wheelchair width 36 with Bi5 use tube from 38.

E000401/I

PRODUCTION PARTS - SAGITTA				Plan No.
Page 2/5				E000401/I
Scale	1:1	Drafted	Verified	Confirmed
Date	19/10/2007	20/07/2023	20/07/2023	
Init.	BS	PM	AS	



Depth / Glebokosc 60			
Width / Szerokosc 36 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykul	Angle/Kat
1	YP01334	18564..	---
	YP01866	18689.. (Long)	---
	YP01885	18854.. (Low)	---
	YP01779	18829.. (Low Long)	---
2	YP01351	18559..	-
3	YP01734	18815..(22-27)	---
	YP01732	18821..(27-42)	---
4*	YP01382	18569..	0°
	YP01387	18571..	2°
	YP01385	18570..	4°
	YP01348	18572..	6°
	YP0189	18573..	8°
Width / Szerokosc 38 cm			
1	YP01267	18537..	---
	YP01865	18690.. (Long)	---
	YP01886	18855.. (Low)	---
	YP01780	18830.. (Low Long)	---
2	YP01263	18536..	-
3	YP01740	18816..(22-27)	---
	YP01733	18822..(27-42)	---
4*	YP01390	18586..	0°
	YP01268	18534..	2°
	YP01392	18587..	4°
	YP01394	18588..	6°
	YP01396	18589..	8°
Width / Szerokosc 40 cm			
1	YP01207	18565..	---
	YP01864	18691.. (Long)	---
	YP01887	18856.. (Low)	---
	YP01699	18781.. (Low Long)	---
2	YP01298	18560..	-
3	YP01741	18817..(22-27)	---
	YP01694	18823..(27-42)	---
4*	YP01056	18590..	0°
	YP01399	18591..	2°
	YP01216	18592..	4°
	YP01401	18593..	6°
	YP01403	18594..	8°

Depth / Glebokosc 60 cm			
Width / Szerokosc 42 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykul	Angle/Kat
1	YP01211	18566..	---
	YP01863	18692.. (Long)	---
	YP01888	18857.. (Low)	---
	YP01781	18831.. (Low Long)	---
2	YP01299	18561..	-
3	YP01742	18818..(22-27)	---
	YP01735	18824..(27-42)	---
4*	YP01407	18595..	0°
	YP01409	18596..	2°
	YP01249	18597..	4°
	YP01411	18598..	6°
	YP01331	18599..	8°
Width / Szerokosc 44 cm			
1	YP01364	18567..	---
	YP01862	18693.. (Long)	---
	YP01889	18858.. (Low)	---
	YP01782	18832.. (Low Long)	---
2	YP01379	18562..	-
3	YP01743	18819..(22-27)	---
	YP01736	18825..(27-42)	---
4*	YP01412	18605..	0°
	YP01414	18606..	2°
	YP01416	18607..	4°
	YP01418	18608..	6°
	YP01420	18609..	8°
Width / Szerokosc 46 cm			
1	YP01367	18568..	---
	YP01861	18694.. (Long)	---
	YP01890	18859.. (Low)	---
	YP01783	18833.. (Low Long)	---
2	YP01383	18563..	-
3	YP01744	18820..(22-27)	---
	YP01737	18826..(27-42)	---
4*	YP01421	18610..	0°
	YP01423	18611..	2°
	YP01425	18612..	4°
	YP01427	18613..	6°
	YP01429	18614..	8°

4*

- kola Off-road
- kola Spinergy z katem 0° lub 2°
- podlokietnik Bi5

Dla ktorejkolwiek z powyzzszych opcji uzyc rure osi (oznaczona nr 4) z wozka szerszego o jeden rozmiar, np. dla wozka szer.36 z Bi5 uzyc osi z 38.

4*

- Off-road wheels
- Spinergy wheels with angle 0° or 2°
- Bi5 armrest

For any of these options use axle tube (marked no. 4) from one size wider wheelchair, eg. for wheelchair width 36 with Bi5 use tube from 38.

E000401/I

PRODUCTION PARTS - SAGITTA				Plan No.
				E000401/I
Scale	1:1	Drafted	Verified	Confirmed
Date	19/10/2007	20/07/2023	20/07/2023	
Init.	BS	PM	AS	



Depth / Głębokość 65 cm			
Width / Szerokość 36 cm			
No./Nr	Plan/Plan	Article/Artikel	Angle/Kat
1	YP01507	18580..	---
	YP01860	18695.. (Long)	---
	YP01891	18860.. (Low)	---
	YP01795	18842.. (Low Long)	----
2	YP01351	18559..	-
3	YP01734	18815..(22-27)	----
	YP01732	18821..(27-42)	----
4*	YP01382	18569..	0°
	YP01387	18571..	2°
	YP01385	18570..	4°
	YP01348	18572..	6°
	YP01389	18573..	8°
Width / Szerokość 38 cm			
1	YP01508	18581..	---
	YP01859	18696.. (Long)	---
	YP01892	18861.. (Low)	---
	YP01796	18843.. (Low Long)	---
2	YP01263	18536..	-
3	YP01740	18816..(22-27)	---
	YP01733	18822..(27-42)	---
4*	YP01390	18586..	0°
	YP01268	18534..	2°
	YP01392	18587..	4°
	YP01394	18588..	6°
	YP01396	18589..	8°
Width / Szerokość 40 cm			
1	YP1509	18582..	---
	YP01858	18697.. (Long)	---
	YP01893	18862.. (Low)	---
	YP01797	18844.. (Low Long)	---
2	YP01298	18560..	-
3	YP01741	18817..(22-27)	---
	YP01694	18823..(27-42)	---
4*	YP01056	18590..	0°
	YP01399	18591..	2°
	YP01216	18592..	4°
	YP01401	18593..	6°
	YP01403	18594..	8°

Depth / Głębokość 65			
Width / Szerokość 42 cm			
No./Nr	Plan/Plan	Article/Artikel	Angle/Kat
1	YP01510	18583..	---
	YP01857	18698.. (Long)	---
	YP01894	18863.. (Low)	---
	YP01798	18845.. (Low Long)	---
2	YP01299	18561..	-
3	YP01742	18818..(22-27)	---
	YP01735	18824..(27-42)	---
4*	YP01407	18595..	0°
	YP01409	18596..	2°
	YP01249	18597..	4°
	YP01411	18598..	6°
	YP01331	18599..	8°
Width / Szerokość 44 cm			
1	YP01511	18584..	---
	YP01856	18699.. (Long)	---
	YP01895	18864.. (Low)	---
	YP01799	18846.. (Low Long)	---
2	YP01379	18562..	-
3	YP01743	18819..(22-27)	---
	YP01736	18825..(27-42)	---
4*	YP01412	18605..	0°
	YP01414	18606..	2°
	YP01416	18607..	4°
	YP01418	18608..	6°
	YP01420	18609..	8°
Width / Szerokość 46 cm			
1	YP01512	18585..	---
	YP01855	18700.. (Long)	---
	YP01896	18865.. (Low)	---
	YP01800	18847.. (Low Long)	---
2	YP01383	18563..	-
3	YP01744	18820..(22-27)	----
	YP01737	18826..(27-42)	----
4*	YP01421	18610..	0°
	YP01423	18611..	2°
	YP01425	18612..	4°
	YP01427	18613..	6°
	YP01429	18614..	8°

Upper Backrest Tube / Górna rurka oparcia			
No. / Nr.	Plan / Rysunek	Article / Artykuł	Number / Ilość
5	YP01257	18533..(27-32)	1
	YP01438	18631..(32-37)	1
	YP01439	18632..(37-42)	1
	YP01440	18633..(22-27)	1
B78 Rear Anti-Tip / Zabezpieczenie przeciwywrotne			
6	YP01915	18899..	2
B86 Travel wheel / Kołko transportowe			
7	YP01522	18636..	2
Pusher / Rączka			
8	YP01370	18651..	2
Adjustable Pushers / Rączki regulowane			
9	YP01328	18653..(22-27)	1
	YP01361	18655..(27-32)	1
	YP01451	18657..(32-37)	1
	YP01454	18659..(32-42)	1

4*

- kola Off-road
- kola Spinergy z kątem 0° lub 2°
- podłokietnik Bi5


Dla którejkolwiek z powyższych opcji użyć rury osi (oznaczona nr 4) z wózka szerszego o jeden rozmiar, np. dla wózka szer.36 z Bi5 użyć osi z 38.

4*

- Off-road wheels
- Spinergy wheels with angle 0° or 2°
- Bi5 armrest

For any of these options use axle tube (marked no. 4) from one size wider wheelchair, eg. for wheelchair width 36 with Bi5 use tube from 38.

E000401/I

PRODUCTION PARTS - SAGITTA				Plan No.
Page 4/5				E000401/I
Scale	1:1	Drafted	Verified	Confirmed
Date	19/10/2007	20/07/2023	20/07/2023	
Init.	BS	PM	AS	
				

Depth / Głębokość 50 cm			
Width / Szerokość 36 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kat
1	YP03079	28549...	---
	YP03062	28242.. (Long)	---
	YP03105	28561.. (Low)	---
	YP03158	28580.. (Low Long)	----
Width / Szerokość 38 cm			
1	YP03093	28550..	---
	YP03070	28243.. (Long)	---
	YP03106	28573.. (Low)	---
	YP03159	28581.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 40 cm			
1	YP03099	28557...	---
	YP03071	28244.. (Long)	---
	YP03107	28569.. (Low)	---
	YP03160	28582.. (Low Long)	---

Depth / Głębokość 50 cm			
Width / Szerokość 42 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kat
1	YP03100	28558...	---
	YP03072	28245.. (Long)	---
	YP03108	28570.. (Low)	---
	YP03161	28583.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 44 cm			
1	YP03101	28559	---
	YP03073	28246.. (Long)	---
	YP03109	28571.. (Low)	---
	YP03162	28584.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 46 cm			
1	YP03102	28560..	---
	YP03074	28247.. (Long)	---
	YP03110	28572.. (Low)	---
	YP03163	28585.. (Low Long)	---

Depth / Głębokość 57,5 cm			
Width / Szerokość 36 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kat
1	YP3193	28598	---
	YP03166	28592.. (Long)	---
	YP03194	28605.. (Low)	---
	YP03212	28611.. (Low Long)	----
Width / Szerokość 38 cm			
1	YP03182	28599	---
	YP03177	28593.. (Long)	---
	YP03201	28606.. (Low)	---
	YP03215	28612.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 40 cm			
1	YP03183	28600	---
	YP03178	28594.. (Long)	---
	YP03202	28607... (Low)	---
	YP03216	28613.. (Low Long)	---

Depth / Głębokość 57,5 cm			
Width / Szerokość 42 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kat
1	YP03184	28601	---
	YP03179	28595.. (Long)	---
	YP03203	28608... (Low)	---
	YP03217	28614.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 44 cm			
1	YP03185	28602	---
	YP03180	28596.. (Long)	---
	YP03204	28609.. (Low)	---
	YP03218	28615.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 46 cm			
1	YP03186	28603	---
	YP03181	28597.. (Long)	---
	YP03205	28610.. (Low)	---
	YP03219	28616.. (Low Long)	---

Depth / Głębokość 52,5 cm			
Width / Szerokość 36 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kat
1	YP03117	28562...	---
	YP03082	28551.. (Long)	---
	YP03134	28574.. (Low)	---
	YP03148	28586.. (Low Long)	----
Width / Szerokość 38 cm			
1	YP03124	28563..	---
	YP03094	28552.. (Long)	---
	YP03141	28575.. (Low)	---
	YP03151	28587.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 40 cm			
1	YP03195	28564...	---
	YP03095	28553.. (Long)	---
	YP03142	28576.. (Low)	---
	YP03152	28588.. (Low Long)	---

Depth / Głębokość 52,5 cm			
Width / Szerokość 42 cm			
No/Nr	Plan/Nr.rys	Article/Artykuł	Angle/Kat
1	YP03126	28565...	---
	YP03096	28554.. (Long)	---
	YP03143	28577.. (Low)	---
	YP03153	28589.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 44 cm			
1	YP03127	28566	---
	YP03097	28555.. (Long)	---
	YP03144	28578.. (Low)	---
	YP03154	28590.. (Low Long)	---
Width / Szerokość 46 cm			
1	YP03128	28567..	---
	YP03098	28556.. (Long)	---
	YP03145	28579.. (Low)	---
	YP3155	28591.. (Low Long)	---

4*

- kola Off-road
- kola Spinergy z kątem 0° lub 2°
- podłokietnik Bi5

Dla którejkolwiek z powyższych opcji użyć rury osi (oznaczona nr 4) z wózka szerszego o jeden rozmiar, np. dla wózka szer.36 z Bi5 użyć osi z 38.

4*

- Off-road wheels
- Spinergy wheels with angle 0° or 2°
- Bi5 armrest

For any of these options use axle tube (marked no. 4) from one size wider wheelchair, eg. for wheelchair width 36 with Bi5 use tube from 38.

E000401/I

PRODUCTION PARTS - SAGITTA				Plan No.
Page 5/5				E000401/I
Scale	1:1	Drafted	Verified	Confirmed
Date	19/10/2007	20/07/2023	20/07/2023	
Init.	BS	PM	AS	

