

Sedna PREMIUM

Toujours mobile



Le scooter Sedna est parfait pour être emporté et replié en quelques seconds. Il est conçu avec une batterie amovible avec sécurité anti-vol et des pneus gonflables. Equipée avec un siège pivotant et d'accoudoirs.



VERMEIREN
we care for you

Transport

Le scooter **Sedna Premium** est le scooter transportable parfait. Léger et compact, il est pliable en moins d'une minute. Très pratique pour circuler dans les magasins ou restaurants.

Couleur



Sac pour les courses en option



Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Sedna Premium** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	
■ Hauteur totale	870 mm
■ Longueur totale	960 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Giration	820 mm
■ Batteries	24V - 10,5 Ah

■ Puissance	270 W
■ Vitesse	6 km/h*
■ Poids	31,6 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.
* Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes. Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%)

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.