

385

Table de nuit sur roulettes

La table de lit, type 385, peut être parfaitement combinée avec votre lit. Les roulettes avec les freins assurent la stabilité pendant que vous lisez ou mangez et que la table est au-dessus de votre lit. Il est équipé d'un placard et d'un tiroir, ce qui vous permet de toujours avoir accès aux choses dont vous avez besoin.



modèle 8001250

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Largeur totale | 470 mm |
| Longueur totale | 585 mm (510 mm*) |
| Hauteur totale | 915 mm |
| Table de nuit sur roulettes | 670 x 360 x 20 mm |
| Roulettes | 4 |
| Freins | 2 |
| Dimensions du tiroir | 375 x 420 x 140 mm |
| Dimensions de l'armoire | 400 x 470 x 645 mm |
| Étagère | 1 |
| Poids | 36,35 kg (27,5 kg*) |
| Poids max. sur la table | 10 kg |
| Couleurs | hêtre |

*uniquement pour le modèle 8001250
Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles
et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve
de modifications techniques



modèle 8001119



VERMEIREN Suisse SA - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Suisse
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch

Ces images sont seulement semblables aux illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité