



ECLIPS X2 KIDS

Fauteuil roulant léger et pliable,
fabriqué en aluminium.





Compact et polyvalent

Compact et polyvalent, l'**Eclips X2 Kids** est doté de toutes les fonctionnalités élémentaires pour adapter ce fauteuil aux besoins personnels de son utilisateur.

L'**Eclips X2 Kids** est entièrement pliable pour un transport facile, dans une couleur rouge tendance et accrocheuse.

Équipé de freins, d'un dossier pliable et d'une ceinture de sécurité. Disponible en largeur d'assise 32 et 36 cm.





Dossier pliable



Très compact



BZ7 - Repose-jambes en option





Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, l' **Eclips X2 Kids** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	520 mm
■ Hauteur totale	930 mm
■ Longueur totale	830 mm
■ Largeur pliée	320 mm
■ Largeur d'assise	320 - 360 mm
■ Hauteur accoudoirs	190 mm

■ Hauteur d'assise	440 mm
■ Hauteur dossier	330 mm
■ Profondeur siège	320 mm
■ Poids	13,6 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information supplémentaire	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.