

# Alesia

## Fauteuil de repos multifonctionnelle

Fauteuil de soins avec dossier réglable hydrauliquement et inclinaison de l'assise, ainsi que des repose-jambes réglables manuellement. Le repose-pied en monobloc est escamotable. Les accoudoirs réglables en hauteur peuvent être abaissés complètement pour un transfert latéral. Le rembourrage en mousse du siège et du dossier favorise une assise sans fatigue.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Alesia, tout confort

Le dossier est en 2 parties (avec appui-tête) facilitant les transferts mais aussi l'accès à un lavabo par exemple pour la toilette. Ce fauteuil est équipé de 4 roues pivotantes d'un diamètre de 125 mm afin de faciliter les déplacements.

Il existe en version repose-jambes avec crémaillères ou sans repose-jambes. La palette du repose-pieds retractable est montée sur ressort anti-bascule. Les accoudoirs sont réglables en hauteur et complètement escamotables.

Le frein est centralisé, les roues arrière directionnelles, le dossier renforcé aux niveau des lombaires est inclinable par l'utilisateur ou une tierce personne.

## Couleurs



## Accessoires

- AL04 - Pelote latérale (paire)
- AL52 - Porte sérum
- AL83 - Porte bouteille
- AL84 - Porte document
- AL85 - Porte uriflac
- B12 - Tablette universel
- AL12 - Tablette plastique



## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, **Alesia** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



## Caractéristiques techniques

|                        |         |
|------------------------|---------|
| ■ Largeur totale       | 700 mm  |
| ■ Hauteur totale       | 1330 mm |
| ■ Longueur totale      | 800 mm  |
| ■ Largeur d'assise     | 540 mm  |
| ■ Hauteur d'assise     | 530 mm  |
| ■ Inclinaison d'assise | 12°     |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ■ Profondeur d'assise            | 480 mm     |
| ■ Hauteur de dossier             | 800 mm     |
| ■ Hauteur d'accoudoir            | 0 - 270 mm |
| ■ Poids                          | 33 kg      |
| ■ Poids maximum de l'utilisateur | 140 kg     |
| ■ Information additionnelle      | CE         |

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.