

# D100

## Fauteuil roulant standard

Le fauteuil roulant D100 est une excellente combinaison entre technicité, confort et qualité **VERMEIREN**.

Le D100 est votre fauteuil roulant idéal - compact et léger.

Entièrement pliable, il offre de nombreuses possibilités de réglage.





## Standard

- Poignées de poussée réglables en hauteur
- Accoudoirs pliables et détachables
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Repose-pieds repliables et amovibles
- Hauteurs du siège réglable en 3 positions
- Rétroaction intégrée de l'axe

## Options

Le **D100** peut être complété par plusieurs options. Veuillez consulter votre revendeur.

## Couleur

C29

gris

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale*	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
■ Hauteur totale	880-940 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Largeur pliée	300 mm
■ Largeur d'assise	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
■ Hauteur accoudoirs	220-240 mm

\*Version Suisse avec freins pour accompagnateurs + 15 mm / 1.6 kg

■ Hauteur d'assise	470-530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur siège	430 mm
■ Poids*	18 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **D100** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

## VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.