



# D200-V

## Fauteuil roulant léger

Le fauteuil roulant léger D200-V à réglage individuel vous offre de nombreuses possibilités et options de réglage, telles que des soutiens de jambes réglables en hauteur, des repose-jambes amputé, des dispositifs anti-bascule ou des freins à tambour. La couleur du cadre en bleu royal vous garantit un aspect brillant.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.



**Roues arrière à démontage rapide**



**Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur**



**Poignées de poussée ajustables en hauteur**



**Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur**



**B78 Roulette anti-bascule**



**Option BZ8 - repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur**



**Dossier réglable en tension  
Hauteur dossier ajustable**



**Palettes repose-pieds réglables en inclinaison**

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale*	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
■ Hauteur totale	890 - 1060 mm
■ Longueur totale	995 - 1045 mm
■ Largeur pliée	300 mm
■ Largeur d'assise	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
■ Hauteur accoudoirs	200 - 240 mm

\* Largeur totale avec frein à tambour + 30 mm

Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

■ Hauteur d'assise	470 - 500 - 530 mm
■ Hauteur dossier	450 - 510 mm
■ Profondeur siège	395 - 450 mm
■ Poids	16,2 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg

## VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.