

286i

ROLLATOR

Largeur	600 mm
Longueur (dépliée)	680 mm
Largeur siège	420 mm
Hauteur siège	560 mm
Hauteur poignées	780 - 990 mm
Freins	Frein multifonction
Pente maxi	utiliser sur une surface plane
Poids	9 kg
Incl. panier + tablette	9,85 kg
Poids utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	Ø 190 mm x 45 mm
Couleur	bleu

Sous réserve de modifications techniques.
Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg



Vermeiren Suisse SA - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Suisse
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Pour plus de mobilité