


# Coraille

FAUTEUIL COQUILLE  
Confort et sécurité



Option **B52**  
Porte sérum



Option palettes  
séparées **B06**

Appui-tête rembourré  
et détachable

Sangles 5 points  
d'origine

**B12** - Tablette rabattable très facilement,  
réglable en profondeur, montée  
avec système à démontage rapide.  
Celle-ci reste toujours à l'horizontale  
quelque soit l'inclinaison de la coquille.

Pédale pour le  
Frein de stationnement

Palette repose-pieds  
mono-bloc montée sur  
un ressort afin de  
pouvoir rester debout  
sur cette palette lors  
d'un transfert.

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité



# Caractéristiques techniques **Coraille**



largeur totale



largeur siège



hauteur accoudoirs



hauteur siège



hauteur totale



hauteur dossier



inclinaison siège



profondeur siège



longueur totale



poids



poids utilisateur

720	385	235/255/275	465/490/515	1295	792/812/832	0°/40°	440/460/480	1090-1640	36	120
	405			1320						
	425			1345						
	445									
	485									

Largeur excédentaire en construction spéciale (550, 600 mm)

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg

Le siège coquille sera fourni avec un coussin d'assise de 80mm d'épaisseur de série. Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (60-80-100mm). La structure en acier d'un diamètre de 32 cm et de peinture époxy, lui assure une grande rigidité et une haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques extérieures.

## Nouveau modèle conforme à la réglementation

- Le dossier est 3 cm plus haut pour offrir un meilleur soutien, notamment aux utilisateurs de grande taille.
- La forme du repose-jambes est adaptée pour donner plus d'espace aux jambes.
- Pour faciliter le nettoyage, toutes les housses sont amovibles.



Inclinaison 0° à 40°



Pédale pour le Frein de stationnement



Les housses sont complètement amovibles

## Couleurs



dartex orange



dartex praline



dartex prune

## Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil Coraille répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

### Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

