

708D

Classique intemporel

Parmi tous les fauteuils roulants manuels, le 708D est un modèle intemporel qui est demandé depuis sa première présentation. Les accoudoirs sont rabattables et amovibles, et dotés d'un rembourrage doux, extra-long et confortable. Le tissu de l'assise et du dossier et les repose-pieds en aluminium assurent un confort optimal lors de l'utilisation de la chaise. Comme il s'agit d'un fauteuil roulant modulaire, une large gamme d'options peut être proposée pour adapter le 708D à vos besoins personnels.



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



VERMEIREN
we care for you

Options



B31 - Porte-canne



B07 - Repose-jambes réglable en hauteur



BK7/BL7 - Repose-jambes amputé

Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **708D** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Couleurs

C29

Caractéristiques techniques 708D

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ■ Largeur totale | 560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm |
| ■ Largeur repliée | 280 mm |
| ■ Largeur d'assise | 390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm |
| ■ Hauteur des accoudoirs | 225 mm |
| ■ Hauteur assise | 490 mm |
| ■ Hauteur du dossier | 420 mm |

| | |
|--------------------------------|---------|
| ■ Hauteur totale | 910 mm |
| ■ Profondeur d'assise | 430 mm |
| ■ Longueur totale | 1109 mm |
| ■ Poids | 18 kg |
| ■ Poids de l'utilisateur | 120 kg |
| ■ Informations complémentaires | ☎ CE |

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.