


# Albatros

## Verticalisateur











Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité



# Caractéristiques techniques Albatros


Modèle	 poids max.	 hauteur min.	 hauteur max.	 longueur totale	 largeur totale fermé	 largeur totale ouvert	 hauteur plié	 poids
<b>Albatros</b>	150	1040	1739	1046	584	945	500	45

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

## Lève-personne verticalisateur

S A N G L E S	
disponible en M - XL	
M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg

Il est possible, selon vos besoins, d'adapter différentes sangles. Ces sangles peuvent être standards ou rembourées.



Entièrement pliable pour faciliter le transport.



Le sangles sont cousues à la main et lavables facilement en machine.

## Couleur du cadre

**C29**  
gris

## Fiable et sécurisé

L'Albatros a été conçu pour apporter un réel confort au patient durant les transferts mais aussi pour aider la personne accompagnatrice. Il est destiné aux personnes ayant peu ou pas de capacité de déplacement.



## Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, l'Albatros répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens (notamment en France par le CERAH).

## Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse


Tél.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



Sous réserve de modifications techniques