

# Altitude

Confort et sécurité



Option **B52**  
Porte sérum



Option palettes  
séparées **B06**



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité



# Caractéristiques techniques **Altitude**



largeur totale

710



largeur siège

380  
400  
420  
440  
480



hauteur accoudoirs

235/255/275



hauteur siège

465/490/515



hauteur totale

1290  
1315  
1340



hauteur dossier

792/812/832



inclinaison siège

0°/40°



profondeur siège

440/460/480



longueur totale

1090-1640



poids

33,9



poids utilisateur

120

Surlargeurs disponible sur commandes (550, 600 mm)

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg



Les housses sont complètement amovibles

Le siège coquille sera fourni avec un coussin d'assise de 80mm d'épaisseur de série. Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (60-80-100mm). La structure en acier d'un diamètre de 32mm et de peinture époxy, lui assure une grande rigidité et une haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques extérieures.

## Nouveau modèle

- Le dossier est 3 cm plus haut pour offrir un meilleur soutien, notamment aux utilisateurs de grande taille.
- La forme du repose-jambes est adaptée pour donner plus d'espace aux jambes.
- Pour faciliter le nettoyage, toutes les housses sont amovibles.



Inclinaison 0° à 40°

## Couleurs



dartex prune

dartex orange

dartex praline

## Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil Altitude répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

### Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse  
Tél.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité