

Four-Light

R O L L A T O R



Largeur	660 mm
Longueur (déplié)	750 mm
Largeur d'assise	450 mm
Hauteur d'assise	550 mm
Frein	Frein multifonction
Max. inclinaison	(avant) 15° (en arrière et latérale) 10°
Poids	8 kg
Panier compris	8,45 kg
Poids maxi utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	avant Ø 200 mm x 35 mm arrière Ø 175 mm x 35 mm
Couleur	gris carbone

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.
Tolérance de mesure +/- 15 mm / 1,5 kg



Vermeiren Suisse SA - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Suisse
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité