

# Forest 3

Pur plaisir de conduire à l'intérieur et à l'extérieur



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.



**VERMEIREN**  
we care for you



## Compact, solide et puissant

Le FOREST 3 est le compagnon idéal pour les utilisateurs qui recherchent à la fois un fauteuil roulant d'intérieur compact et un modèle d'extérieur puissant. **La force, le confort et l'adaptabilité** sont les principales caractéristiques du FOREST 3.

### Résistance et spécifications

#### 1 L'essieu oscillant

Grâce à l'essieu oscillant, le Forest 3 a toujours le contact avec le sol, même si le terrain est irrégulier (jusqu'à 100 mm de différence).

#### 2 Garde au sol de 7,4 cm

#### 3 Suspension arrière réglable



#### 4 Moteurs puissants de 350 W pour la version 10 km/h

Batteries d'origine de 80 A/h



L'essieu oscillant à l'avant assure le contact des quatre roues avec le sol et assure une expérience de conduite en douceur. Avec la technologie optionnelle **V-STAB** l'utilisateur peut rouler tout droit même sur un terrain accidenté sans avoir constamment de devoir compenser. L'utilisateur réglera le confort du FOREST 3 avec un rembourrage préformé et des possibilités de réglage individuel, qui rendent cette chaise très adaptable.



### Confort

- 1 Les coussins préformés pour siège et dossier permettent un confort optimal et l'entretien facile.
- 2 Siège et dossier à réglage électrique et manuel
- 3 L'essieu oscillant assure le contact permanent sur le terrain - également en terrain accidenté.

### Adaptabilité

- 1 Un système ingénieux d'adaptation des accoudoirs: Pour le transfert ils peuvent être pivoté - sont réglables en hauteur et largeur, profondeur et en angle.



- 2 Accoudoirs réglables en angle, en hauteur et en profondeur.
- 3 Pantographe pivotant vers l'intérieur et l'extérieur, également réglable en hauteur.
- 4 Profondeur du siège réglable

# Caractéristiques techniques Forest 3

■ Largeur totale	595 / 610 / 650 mm
■ Longueur totale	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Hauteur totale	1036 mm
■ Hauteur d'assise	430 - 480 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 520 mm

■ Batteries / Puissance	2 x 12V / 80Ah - 350W
■ Vitesse	10 km/h
■ Rayon d'action	50 km
■ Poids	139 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

## Options



**L44 - Dossier réglable en tension**



**SE26 - barre de poussée**



**SE28 - porte-bagages**



**SE16 - Protèges vêtements en plexi**



**SE02 - commande dans la tablette**



**L58 - appui-tête ajustable**



**SE09 - double commande**



**SE04 - commande au menton**

Cela représente une petite partie des options possibles. Contactez votre délégué afin de connaître les différentes possibilités.

## Coloris

Le Forest 3 est proposée en différentes teintes de couleur, aussi bien mat que brillantes.



**SE42- lift**

## Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch) - [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

