

one AIR+

Kompakter Indoor Scooter
Perfekt für tägliche Fahrten
Angepasst an Ihren Stil



one AIR+ = 4

4 verschiedene Farbvarianten. Ändern Sie das Design wann immer Sie möchten. Kein Werkzeug erforderlich.



VERMEIREN
we care for you

Kompakt und stilvoll

Der **One Air+** (mit Luftreifen) ist ein perfekter kompakter und eleganter Scooter für den Innen- und Aussenbereich. Passt sich Ihrem Stil und Ihrem Lebensstil an! Dank seiner leichten und kompakten Form kann der **One Air+** für kurze tägliche Fahrten zu Restaurants, Geschäften oder zum Navigieren in kleinen Räumen verwendet werden. Der Scooter lässt sich vollständig zerlegen, daher ist es einfach ihn zu transportieren oder zu verstauen. Die 4 einzigartigen Farben können leicht ausgetauscht werden, damit Sie das Design Ihres Scooters jederzeit verändern können.

Farben

Ihr **One Air+**-Scooter wird mit 4 austauschbaren Farbvarianten geliefert. Einfach zu wechseln, um das Design zu ändern. One = 4



Blau



Hellgrün



Orange



Rosa



Benutzerfreundlicher Controller mit LED-Batteriestatusanzeige



Luftreifen



Passt in ein kleines Auto

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	490 mm
■ Gesamtlänge	880 mm
■ Gesamthöhe	1030 mm
■ Sitzhöhe	525-570 mm
■ Wendekreis	1150 mm
■ Batterie	24V - 25 Ah

■ Reichweite	30 km*
■ Motor	270 W
■ Geschwindigkeit	8 km/h*
■ Gewicht	50 kg
■ Benutzergewicht	136 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

* Reichweite und Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Geschwindigkeiten und Reichweite können variieren (ca. 15%)

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Produkte die zu Ihnen passen

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **One Air+** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



Vollständig zerlegbar für kompakte Aufbewahrung



Passt in ein kleines Auto

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN
we care for you