

Normandie XXL

Ruhesessel



VERMEIREN
we care for you

Für optimalen Komfort

Ruhesessel mit Synchronverstellung von Rücken und Beinauflage. Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die anatomische Formung und die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Liegen.

Optionen



Kopfkissen



breite und verstellbare Armpolster

Farben



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	890 mm
■ Gesamthöhe	1210 mm
■ Gesamtlänge	820 mm
■ Sitzbreite	730 mm
■ Höhe Armlehnen	0 - 220 mm
■ Rückenneigung	13° - 40°

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Normandie XXL** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



■ Sitzhöhe	520 mm
■ Höhe Rücken	780 mm
■ Sitztiefe	490 mm
■ Gewicht	39,3 kg
■ Maximales Benutzergewicht	350 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.