



# Inovys II *Evo*

Fauteuil roulant  
multifonctions



Nouveau design moderne,  
s'intègre parfaitement  
dans un intérieur



Entièrement réglable pour assurer un  
maximum de confort à son utilisateur

- A** **Appui-tête** réglable en inclinaison, en hauteur et en profondeur. Équipé de maintiens latéraux réglables.
- B** **Poignées de poussées réglables en hauteur.** Idéal pour l'accompagnant.
- C** **Dossier et assise anatomiques.** Dossier réglable en hauteur, profondeur et au niveau du galbe.
- D** **Accoudoirs** ultra-confortables amovibles réglables en largeur, en hauteur et en profondeur.
- E** **Repose-jambes** réglables en longueur, largeur, profondeur et inclinaison avec réglage indépendant des coussins.



## Conçu avec soin

Inovys II Evo offer un excellent confort grâce à ses cousins d'assise et de dossier préformés et réglables. D'autres forms et configurations de cousins sont également disponibles pour garantir un réglage individuel pour chaque utilisateur.

## LE PREMIER DOSSIER AU GALBE AJUSTABLE !!

réglage sur 4 cm de chaque côté !!



Réglage vers l'extérieur

↓  
desserez la vis du haut ①

↓  
réglez en serrant ou desserrant la vis du bas ②

↓  
verrouillez la position en resserrant la vis du haut ①

Réglage vers l'intérieur

↓  
desserez la vis du bas ②

↓  
réglez en serrant ou desserrant la vis du haut ①

↓  
verrouillez la position en resserrant la vis du bas ②





## Inclinaison

Le soulagement de la pression est un avantage important de l'Inovys II Evo. Le système d'inclinaison dans l'espace pivote en douceur autour du centre de gravité de l'utilisateur sans étirer la peau. D'autres avantages: une meilleure circulation sanguine, moins de tension sur les articulations ou les muscles et une meilleure santé de la colonne vertébrale.

## Votre histoire, votre configuration

Le fauteuil ne permet pas seulement de varier sa configuration et sa position actuelles. Inovys II Evo peut être adapté aux besoins des utilisateurs de la meilleure façon possible grâce à notre large gamme d'options et d'accessoires. Pour répondre à de nouveaux besoins, les différents éléments peuvent être interchangeables même après la première configuration. Un fauteuil créé pour et par vous.

## Couleur



**C89 - Cuivre**

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	630 - 680 - 730 mm
■ Hauteur totale	990 - 1060 mm
■ Longueur totale	1010 - 1050 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 - 500 mm
■ Inclinaison d'assise	0° - 21°
■ Inclinaison dossier	0° - 54°



**T30 - roues arrière 16" avec frein à tambour**



**B12A - Tablette**



**L04 - Pelotes latérales**



**B74 - Compatible avec les freins pour la personne présente**

■ Hauteur d'assise	460 - 530 mm
■ Hauteur dossier	550 - 585 mm
■ Profondeur siège	460 - 520 mm
■ Poids	36 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.