

Ne partez jamais sans votre verrière.



Protégé dans toutes les conditions météorologiques

L'ultime auvent 4 saisons pour les scooters de mobilité



VERMEIREN
we care for you

Verrière pour scooters de mobilité. REDESIGNE.



Quel que soit le temps, la **voile MOVO** vous protège tout d'abord du soleil, mais aussi de toutes les conditions météorologiques. Combinant un tissu de protection contre la pluie, le pare-brise et le pare-soleil, il protège également contre le froid et le vent.

Facile à assembler, facile à installer et d'une qualité de conception irréprochable, l'auvent Movo vous protège du soleil, de la pluie, du froid et du vent, tout en conservant une ventilation optimale de l'habitacle

Maximisez l'utilisation de votre véhicule

Une saison plus longue

Sortez votre véhicule plus tôt au printemps et prolongez la saison de votre scooter grâce à sa protection contre le froid et le vent.

Doublez vos sorties annuelles par temps incertain. N'ayez pas peur d'être surpris par la pluie loin de chez vous de la maison grâce à l'auvent retractable, qui peut être adapté en fonction de la météo.

Un auvent qui se transforme en cabine en un instant

Grâce à sa technologie rétractable, il n'est pas nécessaire de l'abaisser à tout moment. Vous pouvez choisir la position qui vous convient, en fonction de la météo. Vous avez donc le choix : auvent et cabine avec le même produit.



Installation ultra-rapide

Vous pouvez installer ou retirer l'auvent MOVO en moins de 10 secondes. C'est ultra-rapide.



Facile à assembler

Un manuel d'assemblage détaillé et une vidéo d'assemblage précise sont disponibles sur notre site Web. Vous pourrez donc assembler la verrière en moins de 15 minutes. Une fois assemblé, l'installation peut être réalisée en moins de 10 secondes.



Design compact

La largeur de l'auvent MOVO est de 74 cm, ce qui lui permet de passer par toutes les ouvertures, même les petites portes intérieures.



Ultraléger

Avec un poids total de 8,7 kg (19 lbs), la voile MOVO peut être installée facilement par une seule personne.

Quel que soit le temps

L'auvent MOVO vous protège tout d'abord du soleil, mais aussi de toutes les conditions météorologiques. Combinant tissu de protection contre la pluie, pare-brise et pare-soleil, il protège également du froid et du vent.



Pour votre scooter

Grâce à une installation ingénieuse utilisant l'attache sous le siège, la capote MOVO est compatible avec la plupart des modèles de scooters de mobilité **VERMEIREN***

* Compatible avec les modèles Ceres, Carpo et Mercurius. Contactez votre revendeur pour obtenir des informations techniques actualisées.

Design impeccable



L'auvent MOVO est fabriqué en polycarbonate haute résistance de première qualité et en aluminium moulé pour minimiser le poids et maximiser la durabilité.



Son processus de fabrication entièrement moulé offre une conception, une qualité et une stabilité supérieures.



Les tissus et les fermetures éclair utilisés sont hydrofuges, robustes et de haute qualité. Les matériaux ont été sélectionnés pour assurer la durabilité du produit, tout en protégeant son utilisateur.



Les fenêtres sont fabriquées en mica de qualité nautique 3 résistant aux UV, ce qui optimise la visibilité et la durabilité de l'auvent.

movo
evolution

Distributed by the VERMEIREN Group



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.



Installation ultra-rapide



Ultraléger



Qualité supérieure

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **MOVVO** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	736 mm
■ Hauteur totale	965 - 1117 mm
■ Longueur totale	1245 mm
■ Longueur pliée	787 mm
■ Hauteur intérieure	711 mm
■ Largeur intérieure	711 mm

■ Profondeur intérieure	1346 mm
■ Matériaux	mica, qualité nautique grade 3 anti-UV
	Aluminium moulé et polycarbonate haute résistance
■ Lavable	oui
■ Poids	8,7 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.