

# Navix

Manoeuvrez plus facilement

- La traction avant permet de parcourir de très petits rayons et de franchir plus facilement les obstacles
- Facile à démonter et transportable
- Largeur totale étroite
- Contrôle LINX



Également disponible avec la traction avant

- Siège et dossier inclinables
- Profondeur du siège réglable

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur

Visibilité de la dimension la plus large sur les soutiens de jambes

Différentes hauteurs de sièges

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Pour plus de mobilité

# Caractéristiques techniques Navix

largeur totale	largeur d'assise	inclinaison dossier	hauteur accoudoirs	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur d'assise	hauteur dossier	poids utilisateur	poids
590	400	10°20°30°40°	240-330	400/450/470/475/500	995	1058	380-500	580	130	78,8
640	450	10°20°30°40°	240-330	400/450/470/475/500	995	1058	380-500	580	130	78,8
690	500	10°20°30°40°	240-330	400/450/470/475/500	995	1058	380-500	580	130	78,8

batteries	puissance	vitesse	rayon d'action	pente maxi en montée	garde au sol	giration	roues avant	roues arrière
2x12V - 50Ah	2x220W	6 km/h	20 km	9°	50	1250	317,5x57,15	200x50"

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

## Manoeuvrez plus facilement

Le Navix permet de prendre des virages plus serrés en intérieur et de mieux franchir des obstacles tels que des seuils lorsque vous entrez dans un commerce. C'est encore plus vrai avec la version roues motrices avant. Le Navix s'ajuste aux besoins individuels et facilite les transferts dans le lit, dans la baignoire, sur les WC, dans la voiture, etc.

## Couleurs



## Options

- Table de thérapie en plastique
- Lumières LED
- Contrôle LCD-Touchscreen
- Repose-jambes pivotants (manuel ou électrique)
- Lift
- Siège et dossier en divers versions (manuel ou électrique)
- Coussinets latéraux
- Appui-tête
- Contrôle des personnes accompagnantes
- Pour d'autres options, voir le bon de commande

## Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil Navix confort répond aux normes les plus rigoureuses arrêtées par divers instituts d'essais dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

## Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

