

Vera

Planche de transfert



Vera est une planche de transfert avec disque rotatif à 360°. Elle dispose de plusieurs trous pour permettre à l'eau de s'évacuer et pour qu'elle ne glisse pas. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installer sur la plupart des baignoires du marché.

■ Largeur totale	350 mm
■ Longueur totale	730 mm
■ Hauteur totale	175 mm
■ Diamètre disque pivotant	325 mm
■ Poids	3,75 kg
■ Poids max. de l'utilisateur	130 kg
■ Couleur(s)	blanc
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

