



# ECO-plus

## ROLLATOR

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| largeur totale         | 610 mm               |
| longueur totale        | 680-795 mm           |
| hauteur totale         | 845-1020 mm          |
| profondeur siège       | 360 mm               |
| largeur siège          | 360 mm               |
| hauteur siège          | 555-625 mm           |
| poids                  | 7,2 kg               |
| poids utilisateur max. | 136 kg               |
| roues                  | 200 x 35 mm          |
| couleurs               | gris d'argent - bleu |

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

**Vermeiren Schweiz AG** - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun)

Tel.: +41(0)33 335 14 75 - Fax: +41(0)33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - website: www.vermeiren.ch



# Pour plus de mobilité