



Verso

Fauteuil roulant
**électrique léger
et adaptable**

VERMEIREN
we care for you



Verso

Fauteuil roulant électrique léger et adaptable

Verso est un fauteuil roulant électrique polyvalent et agile. Sa conception légère en fait un fauteuil roulant parfait pour les utilisateurs en mouvement qui souhaitent étendre leur mobilité sans compromettre leur confort. Grâce à notre expertise en matière d'options, Verso offre à son utilisateur une adaptabilité remarquable. Conçu en fusionnant la durabilité du châssis d'un fauteuil roulant manuel avec les caractéristiques avancées de deux roues arrière motorisées, Verso est un choix parfait pour un fauteuil roulant motorisé confortable et léger. La batterie au lithium peut être retirée pour être rechargée facilement, ce qui facilite l'utilisation quotidienne.

VERMEIREN
we care for you







L'ENSEMBLE STANDARD



FACILE À UTILISER

Simple, mais parfait. Verso a tout pour plaire. Démontez votre fauteuil roulant en quelques secondes. Toutes les pièces sont faciles à transporter et ne sont pas trop lourdes pour faciliter le transport dans une voiture.

L'assemblage est facile grâce à notre système Click&Drive. Pas besoin d'outils, il suffit de brancher votre batterie et vous êtes prêt à rouler ! Grâce à notre batterie amovible, vous pouvez recharger votre fauteuil où et quand vous le souhaitez.



Verso est compatible avec le transport en avion!

Il suffit d'éteindre la batterie et votre fauteuil roulant peut voler. Consultez toujours le manuel de l'utilisateur pour les instructions de transport.

FACILE À TRANSPORTER

Une caractéristique unique du Verso est le bloc moteur et batterie amovible. Détachez votre fauteuil roulant de sa batterie et de son bloc-roue pour faciliter le stockage et le transport. Le châssis et la "partie motorisée" du Verso sont dotés d'une roue supplémentaire afin de s'assurer qu'aucune pièce ne peut être endommagée par le détachement. Elles permettent également de manœuvrer facilement.

Le siège peut être facilement plié comme n'importe quel autre de nos fauteuils roulants manuels les plus vendus. Parfait pour le transport dans la cabine de la voiture ou pour le rangement à la maison.



POIDS LÉGER



16,2 kg

Partie la plus
lourde



9,9 kg

Poids de transport
(sans coussin, repose-pieds et accoudoir)

Nous nous soucions de vous... et de votre dos.

Verso est un fauteuil roulant électrique très léger avec seulement 16,2 kg pour la partie motorisée et 9,9 kg de poids de transport pour le châssis principal.

Facile à soulever sans effort.





PRATIQUE DE CONDUITE



Commande

La commande P&G est à l'image de ce que nous aimons chez **VERMEIREN** : sans fioritures. Avec un indicateur d'état de la batterie, un adaptateur de vitesse et un joystick confortable, cette commande est facile à utiliser. Une programmation de base est également possible pour personnaliser votre expérience de conduite.

Le boîtier de commande est facilement amovible lorsque vous démontez la Verso.



Jusqu'à 21km

Profitez d'une plus grande autonomie grâce à la batterie de 17,5 Ah. Choisissez la batterie qui correspond à vos envies d'évasion.



6 km/h

Avec 6 km/h, la Verso roule à la vitesse parfaite pour des conversations agréables et des promenades avec des amis et la famille.



BATTERIE - MOTEURS

La batterie lithium-ion (disponible en 12,8 Ah ou 17,5 Ah) dispose d'un indicateur d'état de la batterie et est légère. Avec votre propre clé antivol, vous pouvez facilement déverrouiller votre batterie et la recharger où que vous soyez. Vous n'avez pas le temps de la recharger ? Une batterie supplémentaire est disponible en option.

La batterie se trouve à l'arrière du fauteuil roulant et est donc facilement accessible si vous souhaitez l'enlever pour la recharger ou vérifier rapidement l'état de la batterie. Avec ses 2 moteurs de 250 W et ses pneus PU de 12" en noir, le Verso peut rivaliser avec les autres de sa catégorie. Un choix formidable et durable pour un fauteuil roulant électrique destiné à un usage quotidien.

Batterie ionique
amovible

12,8 Ah - 24 V
17,5 Ah - 24 V

2x moteurs
de 250 W





CAUTION Store in cool and dry place
Do not expose the product to fire, water or moisture

100% 80% 50% 20%

A close-up photograph of a bicycle handlebar. The handlebar is black with a blue rectangular plate in the center that has the word 'Verso' written on it in a stylized, embossed font. The background is blurred, showing other parts of the bicycle frame and a blue component.

DESIGN & COULEURS

Avec son design élancé et ses accents de couleur amusants, le Verso peut être adapté à vos préférences tout en ayant un aspect moderne et attrayant. Les accents de couleur ont un double objectif, car ils vous permettent de trouver facilement les leviers de la partie motrice ou les fourches de la roue avant. Pour plus de sécurité, nous avons ajouté quelques réflecteurs.

COULEURS

Les couleurs sont une expérience personnelle, tout comme votre Verso. Choisissez la combinaison de couleurs qui correspond le mieux à votre style.

Choisissez la couleur de votre cadre entre le blanc brillant et le noir brillant et jouez avec les couleurs d'accentuation pour la fourche de la roue.

Couleurs disponibles





EXTRÊMEMENT CONFIGURABLE

Personnalisez votre Verso. Le Verso est un fauteuil hautement configurable qui combine la large et vaste gamme d'options de **VERMEIREN** et notre expérience en matière de fauteuils roulants électriques. Choisissez ce qui vous convient le mieux !

DEUX EN UN

TRANSFORMER LE **VERSO** EN FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Kit de roues 24"

Verso offre une option très spéciale pour les personnes qui ont besoin à la fois d'un fauteuil roulant manuel et électrique. Avec notre jeu de roues de 24", vous pouvez facilement passer du mode manuel au mode électrique.

Branchez et roulez !



ACCESSOIRES

Avec un très grand choix d'options, Verso est parfaitement adapté pour répondre à la fois aux besoins individuels et aux besoins du soignant. Configurez le fauteuil selon vos besoins grâce à notre vaste choix d'options.



Plus d'options. Voir votre bon de commande local.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Largeur totale	Largeur d'assise + 17cm
■ Longueur totale	1078 mm
■ Hauteur d'assise	521 mm
■ Largeur d'assise	440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 à 480 mm
■ Hauteur de dossier	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Batteries	12,8 Ah - 24 V 17,5 Ah - 24 V
■ Puissance	2 x 250 W
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	15 km 21 km
■ Poids	31,3 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg

* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. * Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %)



Versto

Leichter,
anpassungsfähiger
Elektro - Rollstuhl

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



V.R.: VERMEIREN Group, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgien - 12/2023

Pour plus d'informations, prenez contact
avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you