


Eagle








Lève-personne



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques Eagle

Modèle	 poids max	 hauteur min.	 hauteur max.	 longueur totale	 largeur totale fermé	 largeur totale ouvert	 poids
Eagle 620	150	728	1740	1115	550	1035	37
Eagle 625	175	766	1840	1290	680	1225	42

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.




Couleur cadre

STANDARD

Disponible en
M - L - XL


	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



CONFORT

Disponible en
M - L - XL


	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400



HYGIENIQUE

Disponible en
M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500



Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le modèle Eagle répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

