

Quadri-Light

ROLLATOR



largeur totale	650 mm
profondeur siège	200 mm
largeur siège	450 mm
hauteur siège	610 mm
poignées réglables en hauteur	805 - 930 mm
longueur totale	700 mm
poids totale	7,25 kg
poids utilisateur max.	130 kg
roues (avant/arrière)	(8") 200 x 40 mm (7") 178 x 40 mm
couleurs	rouge métallique - argent métallique

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques

Ces images sont seulement semblables aux illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Vermeiren Suisse SA - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Suisse

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch



Pour plus de mobilité