

Ceres SE








Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.












Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques Ceres SE



 km/h ISO 7176-4	 km	 6°/10%	 115	 2800
10	35 48			

					 kg			
620	1280	1300	4.00-5 air (4)	175	106	140	2 x 12V / 38Ah 2 x 12V / 50Ah	450W

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.



Commande analogique



Clignotants, rétroviseurs et frein à main



Siège réglable

Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le scooter Ceres SE répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.



Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse
Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

