

286B

ROLLATOR

Largeur	605 mm
Longueur (dépliée)	645 mm
Largeur siège	400 mm
Hauteur siège	610 mm
Poignées de poussée réglables en hauteur	770 - 1010 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	8,95 kg
Incl. panier + tablette	9,5 kg
Poids utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	190x47
Couleur	C59 - gris carbone

Sous réserve de modifications techniques.

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg



Vermeiren Suisse AG - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Suisse

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité