

Alois

Confort maximal dans
une hauteur minimale



VERMEIREN
we care for you

Confort

Sécurité, pratique et esthétique. Lit à faible hauteur pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Très faible hauteur minimale de 20 cm et hauteur maximale allant jusqu'à 72 cm.

- Avec le pilotage électronique, vous réglez sans problème la hauteur, l'inclinaison relève-buste et l'inclinaison relève-jambes avec articulation genoux manuelle
- La partie de pied peut également être ajustée manuellement
- Les roues peuvent être bloquées séparément
- Rails latéraux en bois continus
- Perroquet
- Compatible avec des lève-personnes



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	1035 mm
■ Hauteur totale (sans potence de levage)	660 - 1140 mm
■ Longueur totale	2070 mm
■ Hauteur mini-maxi (sans matelas)	200 - 720 mm
■ Charge nominale de la potence	80 kg
■ Anti-Trendelenburg	-

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, **Alois** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



Option socle pour télécommande

■ Relève-buste	65°
■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-16°
■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	30°
■ Poids	98 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.