

276

Rollator

Caractéristiques techniques

Hauteur min.	1030 mm
Hauteur max.	1150 mm
Hauteur d'assise	580 mm
Largeur	630 mm
Longueur	760 mm
Roues	ø200 mm
Poids	11 kg
Couleur	C29

Sous réserve de modifications techniques



286B

R o l l a t o r

Caractéristiques techniques

Largeur	590 mm
Longueur (déplié)	700 mm
Hauteur d'assise	610 mm
Largeur d'assise	403 mm
Poids	10 kg
avec panier + tablette	11 kg
Réglage de la poignée coulissante	800-990 mm
Roues	8 x 1 ¼ (Ø 200 mm)
Freins	Frein multifonction
Pente max. autorisée	7°
Charge nominale	130 kg

Sous réserve de modifications techniques



L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Autriche
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Allemagne
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 59
Postfach
CH-3123 Belp - Suisse
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95
Fax: +41 (0) 31 812 40 98
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

