

Twin-Light

Rollator

■ Largeur totale	570 mm
■ Profondeur siège	200 mm
■ Largeur siège	390 mm
■ Hauteur siège	540 mm
■ Hauteur totale	760 - 950 mm
■ Longueur totale	570 mm
■ Poids totale	3 kg
■ Poids max. de l'utilisateur	130 kg
■ Roues	130 mm
■ Couleur(s)	gris carbone
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

