

Bobby EVO

Fauteuil de transfert léger et pliable













Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.



Pour plus de mobilité

Information technique **Bobby EVO**

 largeur totale	 largeur d'assise	 hauteur accoudoirs	 hauteur d'assise	 hauteur dossier	 hauteur repose-jambes	 profondeur d'assise	 longueur totale	 poids	 poids utilisateur
--	--	--	--	---	---	--	---	---	---

490	420	200	490	440	390-420	420	1010	9,60	115
550	480	200	490	440	390-420	420	1010	10	115

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Compact et pliable

Bobby EVO est le fauteuil de transfert idéal, compact et pliable. Léger et facile à plier en quelques secondes.

- Accoudoirs rabattable
- Deux freins de stationnement manuels
- Freins pour l'accompagnateur
- Accoudoirs rembourrés
- Repose-pieds réglables en angle
- Sangles de talons réglables

En vacances, à l'aéroport ou à l'hôpital; Passer du point A au point B est facile avec le **Bobby EVO**.



Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse
Tél.: +41 33 335 14 75
Fax: +41 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

