



Modèle Pluo avec roues de 24" pouces

Pluo

Chaise de douche

Le Pluo est une chaise de douche hygiénique, confortable et moderne. L'assise et le dossier sont en plastique doux et confortable, facile à laver.
Équipé d'une hauteur d'assise spécifique pour pouvoir être conduit au-dessus des toilettes les plus courantes.
Avec ses couleurs bleu et blanc, le Pluo a également un look contemporain et rafraîchissant.



Modèle Pluo avec roues de 5" pouces



VERMEIREN
we care for you

Options



Support latéral



Seau de toilette



Ceinture de sécurité




Appui-tête réglable



Barre de sécurité



Pads en gel amovibles



Hauteur du siège réglable (515 - 605 mm) uniquement pour le modèle avec roues de 5"



Freins séparés sur les quatre roues, uniquement pour le modèle à roues de 5"



Dossier en PU



Assise en PU

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Pluo** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	570 mm / 668 mm
■ Hauteur totale	1035 mm
■ Longueur totale	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
■ Largeur pliée	X
■ Largeur d'assise	480 mm
■ Hauteur accoudoirs	225 mm

■ Hauteur d'assise	515 mm
■ Hauteur dossier	920 mm
■ Profondeur siège	450 mm
■ Poids	9,7 kg / 14 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.