

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA									
	CLUB	<p>Club - Lit de soins pour les soins domestique Avec sa structure en bois de hêtre et ses barrières latérales continues en bois, ce modèle complète non seulement le caractère domestique, mais aussi le standard de sécurité élevé. Le sommier peut être choisi dans les variantes métal ou bois.</p> <p>Equipement de base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • variante à quatre moteurs • réglage électrique de la hauteur de 350 mm à 760 mm (sans matelas) • réglage électrique de la tête de lit • réglage électrique de la flexion des pieds • Rastomat pour la surélévation des pieds • anti-Trendelenburg • démontable, montage facile • 2 paires de barres latérales en bois avec poignée • y compris potence et trapèze • 4 roulettes pivotantes 100 mm, blocables • Sommier à lattes en métal ou en bois • Dimensions du matelas 90 cm x 200 cm • Poids 60,8 kg • Poids de l'utilisateur max. 165 kg <p>Spécification:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Version</th> <th>Numéro d'article</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sommier en métal</td> <td>8003598</td> <td>1'700.00</td> </tr> <tr> <td>Sommier en bois</td> <td>8003615</td> <td>1'700.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Accessoires:</p> <p>2993198 Extension de lit 20 cm avec barres latérales en bois inclus - 4 panels longueur 220 cm 515.00</p>	Version	Numéro d'article		Sommier en métal	8003598	1'700.00	Sommier en bois	8003615	1'700.00	
Version	Numéro d'article											
Sommier en métal	8003598	1'700.00										
Sommier en bois	8003615	1'700.00										