



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Four Light	FOUR-LIGHT - Rollator léger	433.00
---	------------	------------------------------------	--------

- Equipement de base:
- Poignées de poussée réglables: 870 - 990 mm
 - Poids totale: 8,45 kg avec sac en tissu
 - Largeur totale: 660 mm
 - Largeur du siège: 450 mm
 - Profondeur du siège: 250 mm
 - Hauteur du siège: 550 mm
 - Avec dossier rembourré (amovible)
 - Grand sac en tissu qui ne doit pas être retiré lors du pliage
 - Frein facile à utiliser, fixe
 - Très agile
 - Grand siège confortable
 - Porte-cannes, utilisable des deux côtés
 - Facile à plier, Barre de poignée, fixe
 - Poids utilisateur: 130 kg

Spécification:

Couleur du cadre	Numéro d'article
gris corbone	8002525