

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Turios	Turios - Fauteuil roulant électrique	3'930.00
---	--------	---	----------

Le Turios est notre fauteuil électrique le plus compact. Grâce à sa petite taille, le Turios est facilement manoeuvrable et convient donc à une utilisation en intérieur. Prendre les transports en commun, utiliser un ascenseur ou se déplacer dans votre appartement ne pose aucun problème à ce fauteuil roulant électrique compact.

En extérieur, le Turios est également très performant. Avec ses grandes roues avant, il est adapté pour franchir les seuils de porte et il conserve une stabilité optimale.

- Moteur 2x450 W
- Vitesse 10 Km/h
- Batteries 2x12V - 50 AH
- Largeur d'assise 450 mm
- Profondeur d'assise 460 mm
- Hauteur d'assise 450 mm
- SE53 • Contrôleur montage à droite, pivotant
- Bi5 • Accoudoirs réglables en hauteur, rembourrage PU
- B06IN • Repose-pieds standard
- L44 • Dossier velcro en nylon adaptable avec cadre tubulaire dorsal
- SE30/SE34 • Coussin d'assise plat PU monté avec Velcro
- 230 mm • Réglage manuel du siège et du dossier
- 360 mm • Roues avant pneus increvables / noir / profil lisse
- B58 • Roues arrière à pneus gonflables / noir / profil bloc
- B78 • Ceinture de sécurité
- SE01 • Protection anti-bascule
- SE58 • protection contre les projections sur les deux roues arrière
- Accroches-taxi
- Poids de l'utilisateur 130 kg

Spécification:

Numéro d'article	
Couleur du cadre noir C5	4037830