



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



Illico

ILLICO - Lit de soins

Peut également être utilisé comme lit surbaissé, car le sommier peut être abaissé à un minimum de 298 mm et réglé électriquement à une hauteur de soins maximale de 828 mm grâce à une hauteur de levage élevée de 530 mm.

Equipement de base:

- avec trois moteurs
- Réglage de la hauteur électrique de 298 mm - 828 mm
- Réglage électrique de l'appui-tête
- Réglage électrique du flambement du pied, en plus le repose-pieds est réglable manuellement
- Montage ou démontage très simple et rapide au moyen d'un système de clic sans outils
- 2 paires de barrières latérales en bois avec panneau frontal et panneau de pied en hêtre massif avec poignée
- Potence avec support
- quatre roues freinables
- en option avec freins centraux côté tête et côté pied
- au choix, sommier à lattes en métal ou en bois
- pour matelas 90 x 200 mm
- y compris adaptateur de transport
- relevable jusqu'à 828 mm
- Inclinaison de l'appuie-tête jusqu'au 83°
- Poids: 95 kg
- Poids utilisateur: 140 kg

Spécification:

	Taille / Version	Numéro d'article	
1	Sommier à lattes en métal	8003603	2'370.00
1.1	Sommier à lattes en métal Frein central pour 4 roues	8003652	2'580.00
2	Sommier à lattes en bois	8003605	2'370.00
2.1	Sommier à lattes en bois Frein central pour 4 roues	8003669	2'580.00

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--------------------------------

Accessoires:

	8002701	Extension de lit en métal 20 cm	147.00
	2996671	Barres latérales en bois - 4 panels longueur 220 cm (Set d'extension complète Fr. 421.00)	274.00

Barre latéral variante:



	8003050	Barres latérales divisées en hêtre - côté droit	290.00
	8003070	Barres latérales divisées en hêtre - côté gauche	290.00