

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	One	<b>ONE AIR+ - Scooter</b>	2'150.00
---	-----	---------------------------	----------

Compact et efficace  
Entièrement démontable en quelques secondes. Le scooter ONE se range et se transporte sans effort, ce qui le rend particulièrement pratique pour l'utilisateur. Avec un impressionnant petit rayon de braquage de 115 cm, le ONE se distingue comme une solution de mobilité intérieure compacte. Idéal pour se rendre au supermarché, au restaurant ou pour manœuvrer dans de petits espaces.

- Longueur: 1030 mm
- Largeur: 49 mm
- Hauteur: 880 mm
- Profondeur du siège: 370 mm
- Largeur du siège: 430 mm
- Hauteur du siège: 525 - 570 mm
- avec pneus à air 8x2,5 pouces
- Garde du sol: 110 mm
- Rayon de braquage min.: 1150 mm
- Batteries gel 24V - 25Ah
- Puissance du moteur: 270 W
- Rayon d'action: env. 30 km
- Vitesse: 8 km/h
- Poids total: 50 kg
- Poids utilisateur: 136 kg

**Spécification:**

Couleur	Numéro d'article
noir / 4 couleurs de déco	5146070

**Zubehör:**

1	1919504	Porte béquille		158.00
---	---------	----------------	---	--------