



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
1	8002498	<p>286B - Rollator standard</p> <p>Equipement de base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignées de poussée réglables en hauteur: 770 mm - 1010 mm • Largeur totale: 605 mm • Longueur totale: 645 mm • Largeur du siège: 400 mm • Hauteur du siège: 610 mm • Profondeur du siège: 160 mm • Panier • Plateau • Porte-cannes • Freins multifonctions avec frein de stationnement • Roues: Ø 190 mm x 47 mm • Poids: 8.95 kg • Poids avec panier et plateau: 9.5 kg • Poids utilisateur: 130 kg • Couleur du cadre: gris carbone 	180.00

